



## 비주플랜® 500

자이스 비주플랜 500은 비접촉 안압계로서 전문적으로 녹내장을 관리합니다.

[하이라이트](#)
[세부 사항](#)
[연락처](#)


자이스 비주플랜 500(VISUPLAN 500)을 이용하면 눈을 접촉하거나 마취할 필요없이 가벼운 공기 자극으로 손쉽게 녹내장 검사를 할 수 있습니다.

### 손쉬운 조작

자이스 비주플랜 500은 터치스크린으로 손쉽게 조작됩니다.

테스트 공기 자극으로 고객에게 실제 검사에 대비하게 합니다.

### 신속하고 확실한 검사

안정된 머리받침과 LED 시선집중장치를 이용하여 고객의 안압을 신속하고 확실하게 측정할 수 있습니다. 자동 위치 설정 및 측정을 하므로 측정 결과를 재현하고 비교할 수 있습니다. 결과는 화면에 직접 디스플레이됩니다.

### 이점 한눈에 보기:


- 자동 위치 설정 및 측정**  
 프로브가 자동추적을 하므로 올바른 위치를 찾아 측정을 시작하기가 매우 손쉽습니다.
- 가벼운 공기 자극으로 더욱 편안함**  
 자이스 비주플랜 500을 이용하면 고객의 안압을 더욱 부드럽고 편안하게 측정할 수 있습니다. 이 비접촉 측정은 한번 이상의 공기 자

극을 사용합니다. 녹내장 위험이 있는 고객을 신속하고 확실하게 식별할 수 있습니다.

- **안정된 머리받침과 정확한 LED 시선집중장치**  
머리받침은 손쉽게 움직이므로 고객의 위치 설정이 간편합니다. 내장된 LED가 고객이 간편하게 시선을 집중하도록 도와주므로 신속하고 확실하게 측정할 수 있습니다. 머리받침을 움직여 두 번째 눈을 측정하세요.

### 안경원을 위한 이점

- 위험 고객을 신속하고 확실하게 식별합니다
- 사용자와 관계없이 정확한 측정 결과를 얻습니다
- 직원도 측정할 수 있습니다



측정 히스토그램을 제공하여 전체 분포를 모니터링합니다.

자이스는 전 세계 안경 렌즈 산업을 선도하는 렌즈 제조사로서 최상의 정밀도와 시야의 편안함을 제공하기 위해 노력합니다. 자이스는 렌즈, 광학기기, 계측 장비를 디자인하고 생산할 뿐만 아니라 판매 컨셉 및 기술 서비스도 함께 제공하여 시력 관리의 수준을 끊임없이 향상시킵니다.



**궁금한 점은 저희에게 문의하세요.**  
자이스 고객 지원 사업부

☎ 02 2252 1001

✉ 이메일



#### 탐색하기

시력의 이해  
건강 + 예방  
라이프스타일 + 패션  
운전 + 기동성  
스포츠 + 레저  
직장 생활

#### 선택을 도와주세요

원용 + 독서용 안경  
누진 렌즈  
선글라스  
오피스 안경  
스포츠 안경  
어린이 안경  
렌즈 코팅  
콘택트렌즈  
렌즈 세척  
안경원에서

#### 서비스

정품 확인  
자이스 시력검사  
자이스 시력 프로파일  
온라인 시력 검사

#### 안경사 및 안 전문의 포털

비즈니스 파트너를 선택할 때 눈을 크게 뜨고 살펴보세요  
도구 + 기술  
자이스 안경 렌즈  
자이스 세척 솔루션  
파트너넷  
비주스토어

