

자동 자각적 굴절검사 자이스 비주스크린 500 및 비주포® 500 기대를 뛰어넘는 시력검사 경험을 고객에게 제공하세요



자이스 굴절검사기들을 연결하여 쾌적한 검사실 경험과 고객이 신뢰할 수 있는 매우 정확한 결과를 제공하세요. 자이스의 자각적 굴절검사기를 사용하면 스트레스 없는 환경을 조성하고 검사시간을 절약할 수 있습니다.

안경원에서 정확한 굴절검사에 기초하여 최고의 시력을 제공해 줄 것을 고객은 기대합니다. 하지만 이 과정은 고도의 신뢰를 요구하며 처방 도수에 의문이 생길 수도 있습니다. 자이스의 첨단 시력검사 기술을 이용하면 굴절검사 과정이 이벤트로 변모하여, 의심이 없어지고 스트레스 상황이 즐거운 경험으로 바뀔 수 있습니다.

그러므로 자이스 아이프로파일러플러스로 산출한 처방도수를 자이스 비주포 500(VISUPHOR 500)으로 전송하여 자각적 굴절검사를 시작하고, 쾌적한 시력검사를 제공하세요. 자이스 아이스크립션 기술이 적용된 렌즈와 이 자각적 굴절검사기가 제공하는 확실한 이점을 활용하여 검사실에서 고객에게 새로운 렌즈를 권장하고 시력을 개선할 수 있도록 이끌어주세요.

[하이라이트](#)
[세부 사항](#)
[연락처](#)

검사기 한 대에서 현대적이고 정확한 최고의 시력검사

자이스의 신제품 자각적 굴절검사기에서는 그 핵심 요소인 시력검사표와 포름터가 스마트 솔루션에 통합되어, 시력검사가 시력 개선을 위한 흥미롭고도 다채로운 경험으로 고객에게 각인됩니다.

자이스 비주스크린 500(플라테스트(Polatest) 기술 적용)에는 다양한 시력검사가 포함되어 있습니다. 여러 가지 검사표로 단안 및 양안 검사뿐 아니라 어린이를 위한 특수 검사도 실행합니다. 자이스 아이스크립션 기술이 적용된 렌즈의 효과를 내장 LED를 이용하여 시연하세요. 자이스 비주스크린 500은 IR 리모컨이나 iPad 애플리케이션으로 작동되어, 시력검사표를 빠르고 손쉽게 교체할 수 있습니다.

개인별 워크플로우를 이용하면 여러 검사자의 개인별 선호에 따라 여러 검사표 순서를 다양하게 컴파일할 수 있습니다. 자이스 비주스크린 500은 디지털 포름터인 자이스 비주포 500과 쉽게 결합되어 업그레이드될 수 있으며, 검사 워크플로우를 능률화하고 고객에게 전문적 인상을 심어 줄 수


있습니다.

자이스 비주렌즈 500 또는 자이스 아이프로파일러플러스 / 자이스 비주레프 100의 고객 측정값이 이 자각적 굴절검사기로 직접 전송되면, 기기들이 연결되어 자이스 아이컴 모바일에 완전히 통합됩니다. 그리하여 현성 굴절검사를 간단하고 신속하게 시작할 수 있습니다.



특징 한눈에 보기

- 비주스크린 500은 2m 거리의 좁은 검사실에서도 간접 사용하기에 적합하며, 시력검사표 문자는 거리에 따라 자동 조정됩니다.
- 최첨단 기술, 매력적 디자인, 어느 안경원이나 설치 간편
- 편광 기술이 적용된 맑고 선명한 LCD 화면에서 검사
- 내장 LED: 마독스 검사(Maddox test) 및 자이스의 아이스크립션 기술 시연을 위한 추가장치
- 검사용 렌즈를 신속하고 원활하게 교환하여 최종 렌즈 처방도수와 시력 개선을 실시간으로 시연할 수 있습니다
- 이 자각적 굴절검사기는 자이스 비주렌즈 500, 자이스 비주레프 100, 자이스 아이프로파일러플러스에 연결되며, 자이스 아이컴 모바일을 통해 데이터를 직접 전송할 수 있습니다



입체시 검사를 위한 삼각형 입체시 검사



관련 제품



비주스크린 100
적/녹 2색의 만능 LCD 시력검사표입니다.

[추가 정보](#)

자이스는 전 세계 안경 렌즈 산업을 선도하는 렌즈 제조사로서 최상의 정밀도와 시야의 편안함을 제공하기 위해 노력합니다. 자이스는 렌즈, 광학기기, 계측 장비를 디자인하고 생산할 뿐만 아니라 판매 컨셉 및 기술 서비스도 함께 제공하여 시력 관리의 수준을 끊임없이 향상시킵니다.



궁금한 점은 저희에게 문의하세요.
자이스 고객 지원 사업부

☎ 02 2252 1001

✉ 이메일



탐색하기

- 시력의 이해
- 건강 + 예방
- 라이프스타일 + 패션
- 운전 + 기동성
- 스포츠 + 레저
- 직장 생활

선택을 도와주세요

- 원용 + 독서용 안경
- 누진 렌즈
- 선글라스
- 오피스 안경
- 스포츠 안경
- 어린이 안경
- 렌즈 코팅
- 콘택트렌즈
- 렌즈 세척

서비스

- 정품 확인
- 자이스 시력검사
- 자이스 시력 프로파일
- 온라인 시력 검사

안경사 및 안 전문의 포털

- 비즈니스 파트너를 선택할 때 눈을 크게 뜨고 살펴보세요
- 도구 + 기술
- 자이스 안경 렌즈
- 자이스 세척 솔루션
- 파트너넷
- 비주스토어

