



자이스의 단초점 렌즈 포트폴리오 5가지 성능 등급.

자이스는 모든 착용자의 필요를 충족시키기 위해 다양한 종류의 단초점 제품을 제공합니다.

저렴한 가격의 기존 단초점 렌즈에서부터 최고 정밀도의 자이스 단초점 인디비주얼까지 다양한 제품이 있습니다.

단초점 렌즈 디자인에서는 시력적 성능, 미용적 측면, 착용감(무게) 등을 모두 고려해야 합니다. 오늘날에는 플라스틱 및 유리 재질에서도 높은 굴절률이 가능하고 비구면/아토릭 디자인으로 평평하고 가벼운 렌즈를 제조할 수 있으므로, 고도수 처방이 필요한 환자도 탁월한 시감과 착용감을 누릴 수 있습니다.

단초점 렌즈는 하나의 도수만 적용된 렌즈로 원용 안경이나 독서용 안경에 주로 사용됩니다. 이 렌즈는 단일 도수의 원용 안경이나 독서용 안경에 주로 사용됩니다. 단초점 독서용 렌즈는 종종 노인 고객에게 중간 거리에서 만족스러운 시감을 제공하지 못하므로, 이제 단초점 렌즈는 근용부가 확장된 이른바 근접 렌즈로 대체되고 있습니다.

자이스 단초점 렌즈의 이점:

- ✓ 자이스의 역사상 가장 견고한 코팅 > [듀라비전® 플래티넘](#) > 및 [포도퓨전®](#) 변색 렌즈 등의 최첨단 기술 사용 가능
- ✓ 시력 개선 및 다양한 제품 종류; 모든 착용자의 필요를 만족시키는 제품들 (기존 제품부터 완전히 개인 맞춤형 제품까지)

제품





자이스 단초점 인디비주얼
개인 맞춤 단초점 렌즈

[추가 정보](#)



자이스 단초점 수퍼브
더욱 선명한 시야를 더욱 넓게

[추가 정보](#)



자이스 단초점 클라렛 비구면
비구면 표면 디자인의 클래식 플라
스틱 렌즈

[추가 정보](#)



자이스 단초점 클라렛 구면
클래식 안경 렌즈

[추가 정보](#)

자이스는 소비자의 요구에 따라 다양한 등급의 성능을 제공합니다

자이스 단초점 포트폴리오	자이스 단초점 클라렛 구면(Sph) ★★	자이스 단초점 클라렛 비구면(AS) ★★★	자이스 단초점 수퍼브 ★★★★	자이스 단초점 인디비주얼 ★★★★★
최상의 시력 안경원 혹은 안과에서 측정한, 개인 관련 모든 파라미터를 통합				■
더욱 선명한 시야를 더욱 넓게 첨단 프리폼 기술로 정밀도 개선.			■	■
더욱 얇고 평평한 렌즈 더욱 완만해진 커브로 이미지 확대 효과 감소		■	■	■
고품질 시야 표면 최적화로 정밀한 이미지 구현	■	■	■	■

자이스의 유리 단초점 렌즈는 여러 버전으로 이용가능 합니다.
필요한 도수에 따라 다양한 재질의 렌즈가 준비되어 있으므로, 가능한 한 얇고 가벼운 렌즈로 최상의 안경을 제작할 수 있습니다.

관련 제품





ZEISS의 코팅

보다 맑고 선명한 렌즈를 위한 다양한 코팅

[추가 정보](#)



신제품 - 자이스 에너자이즈미 안경 렌즈

콘택트렌즈를 벗은 후 편안함을 제공하는 첫 번째 안경 렌즈

[추가 정보](#)



신제품 - ZEISS DriveSafe 렌즈

일상생활 및 안전한 운전을 위한 안경

[추가 정보](#)

자이스는 전 세계 안경 렌즈 산업을 선도하는 렌즈 제조사로서 최상의 정밀도와 시야의 편안함을 제공하기 위해 노력합니다. 자이스는 렌즈, 광학기기, 계측 장비를 디자인하고 생산할 뿐만 아니라 판매 컨셉 및 기술 서비스도 함께 제공하여 시력 관리의 수준을 끊임없이 향상시킵니다.



궁금한 점은 저희에게 문의하세요.

자이스 고객 지원 사업부

[☎ 02 2252 1001](tel:02-2252-1001)

[✉ 이메일](#)



탐색하기

시력의 이해
건강 + 예방

선택을 도와주세요

원용 + 독서용 안경
누진 렌즈

서비스

정품 확인
자이스 시력검사

안경사 및 안 전문의 포털

비즈니스 파트너를 선택할 때 눈을 크게 뜨고 살펴보세요

라이프스타일 + 패션

운전 + 기동성

스포츠 + 레저

직장 생활

선글라스

오피스 안경

스포츠 안경

어린이 안경

렌즈 코팅

콘택트렌즈

렌즈 세척

안경원에서

자이스 시력 프로파일

온라인 시력 검사

도구 + 기술

자이스 안경 렌즈

자이스 세척 솔루션

파트너넷

비주스토어